



HOSPITEX DIAGNOSTICS



**CLOT
MÁY ĐÔNG MÁU 1 KÊNH**



CLOT MÁY ĐÔNG MÁU 1 KÊNH

Tính năng mạnh mẽ cho đông máu trong bộ vi xử lý nhỏ gọn.

- Máy đo độ đông máu 1 kênh, hoàn toàn được điều khiển bằng bộ vi xử lý, được thiết kế để thực hiện tất cả các xét nghiệm đông máu thông thường như PT, APTT, Fibrinogen và các yếu tố đông máu. Máy có bộ ủ khô 37⁰C và khả năng thực hiện 18 mẫu liên tục.
- Máy đo độ đông máu Clot vận hành với một bộ đếm tự động, thiết bị vận hành khi thuốc thử ban đầu được thêm vào mẫu và dừng lại khi sự đông máu hoàn tất.
- Các kết quả vừa được in và hiển thị trong vài giây. Dữ liệu PT được in với giá trị RATIO và INR; tất cả các chương trình đều được lưu trữ với các thông số riêng biệt.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| | |
|--------------|--|
| Nguyên lý: | đo quang |
| Nguồn sáng: | tungsten |
| Ủ: | kiểm soát nhiệt độ 37 ⁰ C ± 0.2 ⁰ C cho 18 cuvet và 1 lọ hóa chất |
| Nhập liệu: | bằng bàn phím |
| Hiển thị: | 4 ký tự (từ 00.0 đến 99.9 giây) |
| Máy in: | 20 cột 64 ký tự |
| Cỡ giấy in: | 20m*58mm |
| Nguồn điện: | 220V c.a.; 50 Hz ; 150 VA (or 110V c.a.; 60 Hz ; 150 VA) |
| Kích thước : | 15 (D) x 35 (R) x 30 (C) cm |
| Trọng lượng: | 5 Kg |

All illustrations and specifications contained in this folder are based on the latest information available at the time of printing.
HOSPITEX DIAGNOSTICS reserves the right to make changes to materials, equipment and models, and to discontinue models at any time without notice.



**HOSPITEX
DIAGNOSTICS**



UNI EN ISO 13485

Via Arno 23/25
50019 Sesto Fiorentino
FIRENZE - ITALY

Tel. +39.055.37.40.83
Fax +39.055.37.40.84
e-mail: hospitex@hospitex.it

<http://www.hospitex.com>